

Návod k použití

Sterilizační sáček skládaný MEDSTER

Popis produktu

Navrženo jako balicí řešení pro sterilizační použití, MEDSTER SafeCheck, Skládané Sterilizační Sáčky zajišťují zabezpečení zdravotních pomůcek a materiálů před mikroorganismy od sterilizace až k použití. Se skládanou strukturou a rozpětí standardních velikostí poskytuje široké možnosti vhodného balení vašich zdravotních zásob.

Díky skládané struktuře (všité klínky) dokáže zabalit i více objemné balíčky. Číslo šarže (LOT number) a datum spotřeby je na produktovém štítku.







Náš produkt je vyroben z PET/PP kopolymerové folie a zdravotního kraftového papíru. Indikátory Ethylenoxidu (EO), Páry a Formaldehydu (FO) mohou být vytištěny na produktu.

Naše produkty splňují požadavky výkonu specifikovány v ISO 11607, ISO 11140-1 a EN 868-5 standardech. Životnost produktu je 5 let.

Návod

- Umístěte zdravotní pomůcku/materiál ke sterilizaci dovnitř MEDSTER SafeCheck skládaného sáčku.
- Nezaplňujte sáčky z více než 75% jejich kapacity.
- Pro správné proudění vzduchu vždycky nechte mezeru o alespoň 1,5 cm mezi zdravotními pomůckami/materiálem ke sterilizaci a každým zataveným okrajem sáčku.
- Zatavte otevřenou stranu sáčku se schváleným a kalibrovaným tavícím zařízením.
- Ujistěte se, že skládané sekce jsou správně uzavřené.
- Když umísťujete sáčky do sterilizátoru, umístěte je v košíku fólií proti fólii a papírem proti papíru.
- Nepoužívejte vlhké sáčky. Opakujte sterilizační proces po výměně vlhkých sáčků.
- Pro čisté odtržení vždycky otevírejte sáček pomalu a tak, jak je naznačeno na produktu.
- Nepoužívejte sáček, pokud je protřzený, nezměnil barvu na požadovanou, nebo pokud byl poškozen.



















Stavy Indikátoru

STERILIZAČNÍ METODA	PŘED STERILIZACÍ	PO STERILIZACI
EthylenOxid		
Pára		
Formaldehyd		

Informace o skladování a likvidaci

- Nevystavujte přímému slunečnímu svitu a udržujte v suchu.
- Udržujte mezi 0°C a 40°C a maximálně uskladňujte při 70% RH vlhkosti vzduchu.
- Uskladňujte v originálním balení.
- Zlikvidujte v souladu s místem použití a místními regulacemi.

Symbols and their use on the product, label and user manual

SYMBOL	VÝZNAM	SYMBOL	VÝZNAM	SYMBOL	VÝZNAM
	Informace o výrobcí		Datum výroby (měsíc/rok)		Na jedno použití
	Číslo šarže		Datum spotřeby		CE symbol
	Referenční číslo		Jedinečné ID		Zdravotní zařízení
	Nevystavujte slunečnímu svitu		Udržujte v suchu		Skladujte při teplotách 0°C až 40°C
	Max. 70% vlhkost vzduchu		Bez kovů		Bez olova
	Vhodné pro parní sterilizaci		Vhodné pro sterilizaci EthylemOxidem		Vhodné pro sterilizaci Formaldehydem

Informace o balení a výrobku

PRODUKTOVÝ KÓD	POPIS PRODUKTU	VELIKOST SÁČKU	MNOŽSTVÍ V BALENÍ
KRZ7575	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 7,5cm	5000/2000
KRZ7575-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 7,5cm	5000/2000
KRZ7575-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 7,5cm	5000/2000
KRZ7575-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 7,5cm	5000/2000
KRZ7575-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	7,5cm x 7,5cm	5000/2000
KRZ7575-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 7,5cm	5000/2000
KRZ7510	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 10cm	5000/2000
KRZ7510-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 10cm	5000/2000
KRZ7510-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 10cm	5000/2000

KRZ7510-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 10cm	5000/2000
KRZ7510-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	7,5cm x 10cm	5000/2000
KRZ7510-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 10cm	5000/2000
KRZ7515	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 15cm	5000/2000
KRZ7515-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 15cm	5000/2000
KRZ7515-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 15cm	5000/2000
KRZ7515-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 15cm	5000/2000
KRZ7515-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	7,5cm x 15cm	5000/2000
KRZ7515-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 15cm	5000/2000
KRZ7520	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
RZ7520-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7520-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7520-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7520-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7520-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7525	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7525-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7525-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7525-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7525-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7525-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7530	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7530-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7530-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000

KRZ7530-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7530-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7530-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7535	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7535-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7535-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7535-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7535-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7535-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7540	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7540-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7540-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7540-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7540-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7540-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7545	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7545-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7545-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7545-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7545-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7545-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7550	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7550-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7550-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000

KRZ7550-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7550-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	7,5cm x 20cm	5000/2000
KRZ7550-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	7,5cm x 50cm	5000/2000
KRZ1010	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	10cm x 10cm	5000/2000
KRZ1010-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 10cm	5000/2000
KRZ1010-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 10cm	5000/2000
KRZ1010-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	10cm x 10cm	5000/2000
KRZ1010-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	10cm x 10cm	5000/2000
KRZ1010-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	10cm x 10cm	5000/2000
KRZ1015	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	10cm x 15cm	5000/2000
KRZ1015-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 15cm	5000/2000
KRZ1015-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 15cm	5000/2000
KRZ1015-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	10cm x 15cm	5000/2000
KRZ1015-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	10cm x 15cm	5000/2000
KRZ1015-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	10cm x 15cm	5000/2000
KRZ10175	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	10cm x 17,5cm	5000/2000
KRZ10175-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 17,5cm	5000/2000
KRZ10175-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 17,5cm	5000/2000
KRZ10175-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	10cm x 17,5cm	5000/2000
KRZ10175-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	10cm x 17,5cm	5000/2000
KRZ10175-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	10cm x 17,5cm	5000/2000
KRZ1020	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	10cm x 20cm	5000/2000
KRZ1020-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 20cm	5000/2000
KRZ1020-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 20cm	5000/2000

KRZ1020-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	10cm x 20cm	5000/2000
KRZ1020-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	10cm x 20cm	5000/2000
KRZ1020-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	10cm x 20cm	5000/2000
KRZ1025	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	10cm x 25cm	5000/2000
KRZ1025-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 25cm	5000/2000
KRZ1025-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 25cm	5000/2000
KRZ1025-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	10cm x 25cm	5000/2000
KRZ1025-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	10cm x 25cm	5000/2000
KRZ1025-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	10cm x 25cm	5000/2000
KRZ1030	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	10cm x 30cm	5000/2000
KRZ1030-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 30cm	5000/2000
KRZ1030-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 30cm	5000/2000
KRZ1030-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	10cm x 30cm	5000/2000
KRZ1030-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	10cm x 30cm	5000/2000
KRZ1030-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	10cm x 30cm	5000/2000
KRZ1035	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	10cm x 35cm	5000/2000
KRZ1035-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 35cm	5000/2000
KRZ1035-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 35cm	5000/2000
KRZ1035-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	10cm x 35cm	5000/2000
KRZ1035-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	10cm x 35cm	5000/2000
KRZ1035-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	10cm x 35cm	5000/2000
KRZ1040	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	10cm x 40cm	5000/2000
KRZ1040-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 40cm	5000/2000
KRZ1040-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 40cm	5000/2000

KRZ1040-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	10cm x 40cm	5000/2000
KRZ1040-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	10cm x 40cm	5000/2000
KRZ1040-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	10cm x 40cm	5000/2000
KRZ1045	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	10cm x 45cm	5000/2000
KRZ1045-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 45cm	5000/2000
KRZ1045-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 45cm	5000/2000
KRZ1045-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	10cm x 45cm	5000/2000
KRZ1045-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	10cm x 45cm	5000/2000
KRZ1045-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	10cm x 45cm	5000/2000
KRZ1050	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	10cm x 50cm	5000/2000
KRZ1050-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	10cm x 50cm	5000/2000
KRZ1050-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	10cm x 50cm	5000/2000
KRZ1050-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	10cm x 50cm	5000/2000
KRZ1050-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	10cm x 50cm	5000/2000
KRZ1050-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	10cm x 50cm	5000/2000
KRZ1512	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	15cm x 12cm	5000/2000
KRZ1512-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	15cm x 12cm	5000/2000
KRZ1512-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	15cm x 12cm	5000/2000
KRZ1512-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	15cm x 12cm	5000/2000
KRZ1512-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	15cm x 12cm	5000/2000
KRZ1512-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	15cm x 12cm	5000/2000
KRZ1515	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	15cm x 15cm	5000/2000
KRZ1515-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	15cm x 15cm	5000/2000
KRZ1515-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	15cm x 15cm	5000/2000

KRZ1515-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	15cm x 15cm	5000/2000
KRZ1515-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	15cm x 15cm	5000/2000
KRZ1515-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	15cm x 15cm	5000/2000
KRZ1520	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	15cm x 20cm	5000/2000
KRZ1520-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	15cm x 20cm	5000/2000
KRZ1520-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	15cm x 20cm	5000/2000
KRZ1520-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	15cm x 20cm	5000/2000
KRZ1520-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	15cm x 20cm	5000/2000
KRZ1520-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	15cm x 20cm	5000/2000
KRZ1525	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	15cm x 25cm	5000/2000
KRZ1525-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	15cm x 25cm	5000/2000
KRZ1525-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	15cm x 25cm	5000/2000
KRZ1525-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	15cm x 25cm	5000/2000
KRZ1525-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	15cm x 25cm	5000/2000
KRZ1525-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	15cm x 25cm	5000/2000
KRZ1530	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	15cm x 30cm	5000/2000
KRZ1530-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	15cm x 30cm	5000/2000
KRZ1530-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	15cm x 30cm	5000/2000
KRZ1530-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	15cm x 30cm	5000/2000
KRZ1530-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	15cm x 30cm	5000/2000
KRZ1530-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	15cm x 30cm	5000/2000
KRZ1535	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	15cm x 35cm	5000/2000
KRZ1535-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	15cm x 35cm	5000/2000
KRZ1535-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	15cm x 35cm	5000/2000

KRZ1535-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	15cm x 35cm	5000/2000
KRZ1535-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	15cm x 35cm	5000/2000
KRZ1535-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	15cm x 35cm	5000/2000
KRZ1540	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	15cm x 40cm	5000/2000
KRZ1540-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	15cm x 40cm	5000/2000
KRZ1540-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	15cm x 40cm	5000/2000
KRZ1540-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	15cm x 40cm	5000/2000
KRZ1540-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	15cm x 40cm	5000/2000
KRZ1540-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	15cm x 40cm	5000/2000
KRZ1545	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	15cm x 45cm	5000/2000
KRZ1545-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	15cm x 45cm	5000/2000
KRZ1545-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	15cm x 45cm	5000/2000
KRZ1545-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	15cm x 45cm	5000/2000
KRZ1545-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	15cm x 45cm	5000/2000
KRZ1545-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	15cm x 45cm	5000/2000
KRZ1550	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	15cm x 50cm	5000/2000
KRZ1550-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	15cm x 50cm	5000/2000
KRZ1550-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	15cm x 50cm	5000/2000
KRZ1550-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	15cm x 50cm	5000/2000
KRZ1550-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	15cm x 50cm	5000/2000
KRZ1550-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	15cm x 50cm	5000/2000
KRZ2020	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	20cm x 20cm	5000/2000
KRZ2020-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	20cm x 20cm	5000/2000
KRZ2020-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	20cm x 20cm	5000/2000

KRZ2020-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	20cm x 20cm	5000/2000
KRZ2020-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	20cm x 20cm	5000/2000
KRZ2020-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	20cm x 20cm	5000/2000
KRZ2025	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	20cm x 25cm	5000/2000
KRZ2025-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	20cm x 25cm	5000/2000
KRZ2025-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	20cm x 25cm	5000/2000
KRZ2025-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	20cm x 25cm	5000/2000
KRZ2025-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	20cm x 25cm	5000/2000
KRZ2025-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	20cm x 25cm	5000/2000
KRZ2030	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	20cm x 30cm	5000/2000
KRZ2030-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	20cm x 30cm	5000/2000
KRZ2030-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	20cm x 30cm	5000/2000
KRZ2030-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	20cm x 30cm	5000/2000
KRZ2030-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	20cm x 30cm	5000/2000
KRZ2030-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	20cm x 30cm	5000/2000
KRZ2035	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	20cm x 35cm	2000/1000
KRZ2035-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	20cm x 35cm	2000/1000
KRZ2035-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	20cm x 35cm	2000/1000
KRZ2035-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	20cm x 35cm	2000/1000
KRZ2035-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	20cm x 35cm	2000/1000
KRZ2035-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	20cm x 35cm	2000/1000
KRZ2040	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	20cm x 40cm	2000/1000
KRZ2040-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	20cm x 40cm	2000/1000
KRZ2040-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	20cm x 40cm	2000/1000

KRZ2040-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	20cm x 40cm	2000/1000
KRZ2040-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	20cm x 40cm	2000/1000
KRZ2040-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	20cm x 40cm	2000/1000
KRZ2045	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	20cm x 45cm	2000/1000
KRZ2045-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	20cm x 45cm	2000/1000
KRZ2045-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	20cm x 45cm	2000/1000
KRZ2045-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	20cm x 45cm	2000/1000
KRZ2045-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	20cm x 45cm	2000/1000
KRZ2045-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	20cm x 45cm	2000/1000
KRZ2050	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	20cm x 50cm	2000/1000
KRZ2050-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	20cm x 50cm	2000/1000
KRZ2050-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	20cm x 50cm	2000/1000
KRZ2050-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	20cm x 50cm	2000/1000
KRZ2050-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	20cm x 50cm	2000/1000
KRZ2050-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	20cm x 50cm	2000/1000
KRZ2525	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	25cm x 25cm	2000/1000
KRZ2525-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	25cm x 25cm	2000/1000
KRZ2525-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	25cm x 25cm	2000/1000
KRZ2525-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	25cm x 25cm	2000/1000
KRZ2525-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	25cm x 25cm	2000/1000
KRZ2525-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	25cm x 25cm	2000/1000
KRZ2530	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	25cm x 30cm	2000/1000
KRZ2530-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	25cm x 30cm	2000/1000
KRZ2530-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	25cm x 30cm	2000/1000

KRZ2530-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	25cm x 30cm	2000/1000
KRZ2530-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	25cm x 30cm	2000/1000
KRZ2530-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	25cm x 30cm	2000/1000
KRZ2535	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	25cm x 35cm	2000/1000
KRZ2535-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	25cm x 35cm	2000/1000
KRZ2535-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	25cm x 35cm	2000/1000
KRZ2535-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	25cm x 35cm	2000/1000
KRZ2535-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	25cm x 35cm	2000/1000
KRZ2535-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	25cm x 35cm	2000/1000
KRZ2540	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	25cm x 40cm	2000/1000
KRZ2540-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	25cm x 40cm	2000/1000
KRZ2540-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	25cm x 40cm	2000/1000
KRZ2540-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	25cm x 40cm	2000/1000
KRZ2540-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	25cm x 40cm	2000/1000
KRZ2540-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	25cm x 40cm	2000/1000
KRZ2545	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	25cm x 45cm	2000/1000
KRZ2545-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	25cm x 45cm	2000/1000
KRZ2545-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	25cm x 45cm	2000/1000
KRZ2545-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	25cm x 45cm	2000/1000
KRZ2545-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	25cm x 45cm	2000/1000
KRZ2545-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	25cm x 45cm	2000/1000
KRZ2550	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	25cm x 50cm	2000/1000
KRZ2550-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	25cm x 50cm	2000/1000
KRZ2550-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	25cm x 50cm	2000/1000

KRZ2550-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	25cm x 50cm	2000/1000
KRZ2550-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	25cm x 50cm	2000/1000
KRZ2550-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	25cm x 50cm	2000/1000
KRZ3030	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	30cm x 30cm	2000/1000
KRZ3030-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	30cm x 30cm	2000/1000
KRZ3030-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	30cm x 30cm	2000/1000
KRZ3030-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	30cm x 30cm	2000/1000
KRZ3030-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	30cm x 30cm	2000/1000
KRZ3030-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	30cm x 30cm	2000/1000
KRZ3035	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	30cm x 35cm	2000/1000
KRZ3035-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	30cm x 35cm	2000/1000
KRZ3035-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	30cm x 35cm	2000/1000
KRZ3035-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	30cm x 35cm	2000/1000
KRZ3035-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	30cm x 35cm	2000/1000
KRZ3035-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	30cm x 35cm	2000/1000
KRZ3040	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	30cm x 40cm	2000/1000
KRZ3040-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	30cm x 40cm	2000/1000
KRZ3040-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	30cm x 40cm	2000/1000
KRZ3040-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	30cm x 40cm	2000/1000
KRZ3040-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	30cm x 40cm	2000/1000
KRZ3040-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	30cm x 40cm	2000/1000
KRZ3045	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	30cm x 45cm	2000/1000
KRZ3045-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	30cm x 45cm	2000/1000
KRZ3045-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	30cm x 45cm	2000/1000

KRZ3045-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	30cm x 45cm	2000/1000
KRZ3045-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	30cm x 45cm	2000/1000
KRZ3045-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	30cm x 45cm	2000/1000
KRZ3050	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	30cm x 50cm	2000/1000
KRZ3050-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	30cm x 50cm	2000/1000
KRZ3050-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	30cm x 50cm	2000/1000
KRZ3050-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	30cm x 50cm	2000/1000
KRZ3050-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	30cm x 50cm	2000/1000
KRZ3050-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	30cm x 50cm	2000/1000
KRZ3060	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	30cm x 60cm	2000/1000
KRZ3060-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	30cm x 60cm	2000/1000
KRZ3535	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	35cm x 35cm	2000/1000
KRZ3535-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	35cm x 35cm	2000/1000
KRZ3535-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	35cm x 35cm	2000/1000
KRZ3535-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	35cm x 35cm	2000/1000
KRZ3535-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	35cm x 35cm	2000/1000
KRZ3535-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	35cm x 35cm	2000/1000
KRZ3540	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	35cm x 40cm	2000/1000
KRZ3540-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	35cm x 40cm	2000/1000
KRZ3540-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	35cm x 40cm	2000/1000
KRZ3540-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	35cm x 40cm	2000/1000
KRZ3540-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	35cm x 40cm	2000/1000
KRZ3540-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	35cm x 40cm	2000/1000
KRZ3545	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	35cm x 45cm	2000/1000

KRZ3545-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	35cm x 45cm	2000/1000
KRZ3545-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	35cm x 45cm	2000/1000
KRZ3545-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	35cm x 45cm	2000/1000
KRZ3545-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	35cm x 45cm	2000/1000
KRZ3545-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	35cm x 45cm	2000/1000
KRZ3550	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	35cm x 50cm	2000/1000
KRZ3550-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	35cm x 50cm	2000/1000
KRZ3550-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	35cm x 50cm	2000/1000
KRZ3550-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	35cm x 50cm	2000/1000
KRZ3550-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	35cm x 50cm	2000/1000
KRZ3550-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	35cm x 50cm	2000/1000
KRZ4040	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	40cm x 40cm	2000/1000
KRZ4040-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	40cm x 40cm	2000/1000
KRZ4040-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	40cm x 40cm	2000/1000
KRZ4040-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	40cm x 40cm	2000/1000
KRZ4040-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	40cm x 40cm	2000/1000
KRZ4040-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	40cm x 40cm	2000/1000
KRZ4045	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	40cm x 45cm	2000/1000
KRZ4045-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	40cm x 45cm	2000/1000
KRZ4045-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	40cm x 45cm	2000/1000
KRZ4045-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	40cm x 45cm	2000/1000
KRZ4045-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	40cm x 45cm	2000/1000
KRZ4045-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	40cm x 45cm	2000/1000
KRZ4050	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	40cm x 50cm	2000/1000

KRZ4050-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	40cm x 50cm	2000/1000
KRZ4050-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	40cm x 50cm	2000/1000
KRZ4050-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	40cm x 50cm	2000/1000
KRZ4050-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	40cm x 50cm	2000/1000
KRZ4050-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	40cm x 50cm	2000/1000
KRZ4545	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	45cm x 45cm	2000/1000
KRZ4545-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	45cm x 45cm	2000/1000
KRZ4545-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	45cm x 45cm	2000/1000
KRZ4545-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	45cm x 45cm	2000/1000
KRZ4545-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	45cm x 45cm	2000/1000
KRZ4545-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	45cm x 45cm	2000/1000
KRZ4550	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	45cm x 50cm	2000/1000
KRZ4550-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	45cm x 50cm	2000/1000
KRZ4550-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	45cm x 50cm	2000/1000
KRZ4550-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	45cm x 50cm	2000/1000
KRZ4550-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	45cm x 50cm	2000/1000
KRZ4550-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	45cm x 50cm	2000/1000
KRZ5050	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 60 gsm	50cm x 50cm	2000/1000
KRZ5050-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 60 gsm	50cm x 50cm	2000/1000
KRZ5050-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 60 gsm	50cm x 50cm	2000/1000
KRZ5050-70	Sterilizační sáček skládaný se 2 indikátory, 70 gsm	50cm x 50cm	2000/1000
KRZ5050-70-1	Sterilizační sáček skládaný s 1 indikátorem, 70 gsm	50cm x 50cm	2000/1000
KRZ5050-70-3	Sterilizační sáček skládaný se 3 indikátory, 70 gsm	50cm x 50cm	2000/1000